


# Proclarix®

(Einsender: Praxen, Kliniken, Spitäler)

| Labor | Patient  | Auftraggeber   |
|-------|--|--|
|       | <p><b>Patientenetikette zwingend hier ▼ aufkleben!</b></p> <p>Name, Vorname<br/>Geburtsdatum<br/>Geschlecht<br/>Adresse<br/>Versicherung</p>   | <p><b>Auftraggeber zwingend hier ▼ erfassen!</b></p>   |
|       | <p>Entnahmedatum:</p> <p>Entnahmezeit:</p>   | <p>Tel. Nr. für Rückfragen:</p>  |
|       | <p><input type="checkbox"/> <b>Proclarix®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proclarix® Risk-Score</li> <li>• PSA frei</li> <li>• PSA total</li> <li>• THBS1 (Thrombospondin 1)</li> <li>• CTSD (Cathepsin D)</li> </ul>   | <p><b>Material</b></p> <p>1.5 ml abzentrifugiertes, abpipettiertes, tiefgefrorenes Serum</p>   |
|       | <p><b>Materialtransport:</b></p> <p><b>Ausschliesslich tiefgefrorenes Serum!</b></p> <p><u>Kurierdienst ZLM:</u><br/>Montag – Freitag<br/>07:00 Uhr + 16:30 Uhr</p> <p><u>Postversand:</u><br/>Zentrum für Labormedizin<br/>Frohbergstrasse 3<br/>9001 St. Gallen<br/>KCHI<br/>Haus 4 (KSSG)</p> <p><b>Probenstabilität:</b><br/>Raumtemperatur (20-26°C) 8 Stunden<br/>Kühlschrank (2-8°C) 5 Tage<br/>Tiefgefroren (-15°C bis -30°C) 3 Monate</p> | <p><b>Informationen zu Proclarix®</b></p> <p><u>Indikation</u><br/>Der Proclarix® Risk-Score und die damit einhergehenden Analysen sind bei einem PSA-total-Wert zwischen 2-10 µg/l und einem negativen digitalen rektalen Untersuchungsergebnis, das auf ein vergrössertes Prostatavolumen (≥ 35 ml) hinweist, indiziert.</p> <p><u>Präanalytik</u><br/>Bitte führen Sie die Blutentnahme vor der rektalen Untersuchung durch.</p> <p><u>Analytik</u><br/>Die Durchführung erfolgt 1x pro Woche.</p> <p><u>Weitere Informationen</u><br/><b>kundenservice@zmsg.ch</b></p> |