

Bestimmung der retikulierten Thrombozyten (IPF)

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab 27. Juli 2021 bieten wir flowzytometrisch die Bestimmung der retikulierten Thrombozyten (IPF, Immature Platelet Fraction) **7 x 24 h** an.

Die IPF-Bestimmung gibt eine schnelle Hilfe zur Unterscheidung zwischen vermehrter Thrombozytenzerstörung (wie bei TTP, ITP, ...) oder Knochenmarkfehlfunktion (z.B. MDS).

Die Angabe der IPF erfolgt in Prozent der Gesamt-Thrombozytenkonzentration (IPF%) mit einem Referenzbereich von 1.1 – 6.1 %.

Für allfällige weitergehende Fragen stehen Ihnen Dr. Attar, Dr. Graf oder Prof. Korte unter 058 / 580 92 02 oder per E-Mail (info@zlmsg.ch) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Zentrum für Labormedizin

Kommerzielle Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die nicht vom ZLM selber generiert werden (z.B. Verbrauchsmaterialien oder als «nicht im akkreditierten Bereich» gekennzeichnete Untersuchungsverfahren, siehe auch Vademecum <https://zlmsg.ch>) unterliegen nicht der Akkreditierung des ZLM (STS 155). Bei diesbezüglichen Unklarheiten erhalten Sie Auskunft unter T +41 58 580 92 00.

Zentrum für Labormedizin

Frohbergstrasse 3, Postfach 1217, 9001 St. Gallen
T +41 58 580 92 00, F +41 58 580 95 30, info@zlmsg.ch
www.zlmsg.ch



akkreditiert nach ISO/IEC17025 (STS 155)

KCHI Klinische Chemie, Hämatologie und Immunologie
HM Humanmedizinische Mikrobiologie
VD Veterinärdiagnostik